

# 安全移位新選擇 分離式移位床

- ★ **有三合一功能** 結合傳統電動照護床+輪椅(高背)+移位輔具(移位機/墊..)
- ★ **滿足照護需求** 6馬達電動升降&床椅4片式結構設計,背部與腿部具電動升降
- ★ **解決移位苦惱** 獨特床椅可坐可躺臥可自由合離設計,抱背拖拉不再困擾
- ★ **榮獲多國專利** 取得中華民國及美國發明專利&日本及中國專利
- ★ **國內國際認證** 衛福醫器製壹字第010074號&標準CNS15521認證&美國FDA核準



## 分離式移位床能為貴機構做什麼？

- 輕鬆有效移位** —— 照服員省卻每天多位&數次搬移的時間&苦痛
- 省時省力省錢** —— 簡化照護作業流程&補強人力缺口&節省多樣輔具開銷
  - 生活照顧 ● 離床搬移 ● 護理行為
  - 沐浴銜接 ● 園內移動 ● 園外診療行動...
- 人力短缺良藥** —— 減低工作負荷&職業傷害&離職率
- 應變緊急狀況** —— 特殊狀況火災地震停電,可快速移動避難至安全處
- 整合資源效益** —— 提振工作人員士氣,家屬與住民安心信賴, **共享雙贏效益**

若貴機構在為照護人力不足苦惱,想提升設備又礙於預算有限,突破傳統輔具單一功用的分離式移位床,分別有兩種-泡棉床墊及氣墊床墊。現推出分離式移位床配泡棉床墊**養護機構租賃優惠專案,提供貴機構參考,歡迎來電洽詢!**

敬祝 平安健康

名一生物科技股份有限公司  
 新北市中和區板南路661號9樓  
[www.yofa-tech.com](http://www.yofa-tech.com)



產品影片



實例分享



YM2000B 配泡棉床墊  
定價11萬9千元



YM2000A 配氣墊床墊  
定價12萬9千元

服務專線 : **02-8221-3669**  
 週一-五 9:00-18:00

**突破移位困境 人力短缺新解方**

分離式移位床規格		
YM2000系列	YM2000A配氣墊床墊	YM2000B配泡棉床墊
尺寸(床框與床椅合併)	L228xW103xH91~106cm	
淨重	188kg	185kg
安全使用負載/患者最大體重	173kg / 135kg	

床椅規格										此表數值僅供參考
座寬	座深	座位高度	前後輪直徑	平躺總長	總寬	坐姿總長	坐姿總高	承重	總重	
51cm	46cm	59cm	12.5cm	194cm	66cm	123cm	130cm	173kg	45kg	

## 迦南護理之家(東基醫療財團法人附設/台東) 採用分離式移位床一年的效益分享

### 照服工作負荷過高身體產生問題

照服員於轉移位的過程中如果施錯力道，很容易骨骼肌肉損傷，對於中、高齡照服員，身體負擔相對吃力，在工作中如無法好好預防傷害，可能導致病痛，並延續到退休後，變成了永久的慢性傷害。

### 長照工作 [勞損] 是離開工作主要原因

迦南 111 年人員因身體勞損無法負荷離職佔比 **50%**，自同年底引進分離式移位床使用後，112 年上半年因身體勞損無法負荷離職佔比率下降至 **20%**，工作人員身體安全照顧，提升留任率，正是機構永續經營的必要基礎。

### 之前現場配置輔具效益

移位滑墊，並引進高價水平移位機，是以機械槓桿原理來移位，稍有達到減少人力抬舉功效，不過效果仍有限，卻無法完全取代移位流程及節省照護人力。

### 每次上下床移位效益比較

迦南照服員協助每位住民上下床的過往移位次數約 **6 至 8 次**，每次約費時 **10-15 分鐘**，機構一對多的照護上，一位照服員一天下來可能就抱上抱下 60 至 80 次，自從使用分離式移位床之後，只要 5 分鐘 即可完成移位。

### 床體床椅自由合離專利設計

這個分離式移位床既是「床體」也是可移動的「椅」，能夠依需求隨時變換不同功能，具備床鋪、輪椅、移位床等用途，被照顧者在轉換姿勢的過程中，照服員不必出力，只需要操作遙控器，就能改變長者的臥位，「避免抱上抱下的動作，長輩和照服員自然不會受傷。」

### 照護實例回饋分享

#### 1. 中度失能住民

有位中度失能長輩因為身型較瘦，若坐輪椅經常因覺得腰臀疼痛，且覺得被移動時不舒服也擔心被弄傷，幾乎不願意出房門，在沒有外界刺激下，長輩有時會出現譫妄情形，但「換了分離式移位床之後，長輩完全變了一個人，很喜歡參加活動，笑容也變多了，認知功能、記憶相對提升。長輩覺得這分離式床椅非常舒適，讓她不再覺得下床坐是一件非常不舒服的事。」

#### 2. 失智症住民

因認知功能退化，移位過程經常產生與工作人員抗拒，攻擊工作人員，而產生抓傷、打傷、咬傷情形，也是讓照護者有職業傷害疑慮；使用分離式移位床後，身體接觸不安全感或是不適感的照護問題明顯降低，也讓工作人員少了些工作壓力。

#### 3. 長期臥床住民

協助長期臥床的住民將分離式移位的床椅從躺臥調整為坐姿，增加腸胃蠕動與肺部擴張。此外原本需要花在扶、抱、抬、舉的時間，照服員則可以省下來用於協助臥床長輩進行陪伴活動、鼓勵飲水，增加與長者之間的相處與互動時間，提高了信任感。